

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 7 (Krt7) Pour Wb, If-P, Elisa - P08729

Numéro d'article: CM0024480



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Cytokératine 7 (KRT7) validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible une protéine du cytosquelette impliquée dans la signalisation de l'interféron et la régulation traductionnelle virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps pAb de Lapin Anti-Cytokératine 7 (KRT7)
Remarques/Alias	K7 ; CK7 ; SCL ; K2C7 ; Cytokératine 7 (KRT7)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3855
GeneID	3855
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-469 de la Cytokératine 7 humaine (KRT7) (NP_005547.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08729
Poids Moléculaire Protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace