


Anticorps Monoclonal Anti-Cytokératine 8 (Ck8) Pour Wb Et Elisa - P05787

Numéro d'article: CM0004802



Introduction

Anticorps monoclonal de souris ciblant la cytokératine 8 humaine (CK8) pour les applications WB et ELISA. Validé pour les espèces humaine, souris et rat, avec cartographie de l'épitope sur un peptide synthétique. Idéal pour la recherche sur les cellules épithéliales et la kératine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Cytokératine 8 Souris mAb
Remarques/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Cytokératine 8
Espèce	Humain
GeneID	3856
Immunogène	Peptide synthétique de CK8
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P05787
Poids Protéique	54 kDa/56 kDa
Expédition	Sac de glace