


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 8 (Krt8) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05787

Numéro d'article: CM0016189



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la cytokératine 8 (KRT8). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour l'étude des filaments intermédiaires de kératine et de la mécanique des cellules épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokeratine 8 (KRT8) pAb de lapin
Remarques / Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Cytokeratine 8 (KRT8)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3856
Identifiant du gène	3856
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 483 de la cytokératine 8 humaine (KRT8) (NP_002264.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05787
Poids de la protéine	54 kDa / 56 kDa
Expédition	Sac de glace