

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cytokératine 9 (Krt9) Pour Wb, Elisa - P35527

Numéro d'article: CM0010148

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la cytokératine 9 (KRT9) humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la différenciation de l'épiderme palmoplantaire et des troubles de la kératine associés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-cytokératine 9 (KRT9)
Remarques/Alias	K9 ; CK-9 ; EPPK ; Cytokératine 9 (KRT9)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3857
GeneID	3857
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 254-412 de la cytokératine 9 (KRT9) humaine (P35527)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35527
Poids moléculaire de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace