

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 9 (Krt9) Pour Wb, If-P, Elisa - P35527

Numéro d'article: CM0016100

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la cytokératine 9 (KRT9) humaine, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Détecte la KRT9 humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la différenciation des kératinocytes palmoplantaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokératine 9 (KRT9) pAc Lapin
Remarques/Alias	K9; CK-9; EPPK; Cytokératine 9 (KRT9)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3857
GeneID	3857
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-450 de la cytokératine 9 (KRT9) humaine (NP_000217.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35527
Poids moléculaire	62kDa
Expédition	Sac de glace