


Anticorps Polyclonal Anti-Cytokératine Ae1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

Numéro d'article: CM0029508



Introduction

Anticorps polyclonal lapin Cytokératine AE1 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît les kératines humaines, de souris et de rat (KRT10/14/15/16/19) avec des poids moléculaires de 44-59 kDa. Idéal pour la recherche sur la différenciation épithéliale et les carcinomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Cytokératine AE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
Poids Protéique	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
Expédition	Sac de glace