


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine Ae3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa -

P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729

Numéro d'article: CM0025134



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Cytokératine AE3 (K1, CK1, EHK) validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains. Idéal pour la recherche en biologie épithéliale et des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokératine AE3 pAb Lapin
Remarques/Alias	K1; CK1; EHK; AEI2; EHK1; EPPK; KRT1A; NEPPK
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856
GenelD	3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 181-280 de la Cytokératine AE3 humaine (NP_006112.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729
Poids de la protéine	66kDa/65kDa/64kDa/56kDa/62kDa/60kDa/51kDa
Expédition	Sac de glace