


Anticorps Polyclonal Anti- δ -Caténine/P120 Caténine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60716

Numéro d'article: CM0024396



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la δ -Caténine/p120 Caténine (CTNND1). Adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA avec réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Explorez la recherche sur l'adhésion cellulaire, la transcription et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	δ -Caténine/p120 Caténine Lapin pAb
Remarques/Alias	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); δ -Caténine/p120 Caténine
Espèce	Humain
GeneID	1500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 850-968 de la δ -Caténine/p120 Caténine humaine (NP_001078927.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60716
Poids protéique	108kDa
Expédition	Sac de glace