


Anticorps Polyclonal Anti- δ -Caténine/P120 Caténine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60716

Numéro d'article: CM0023865



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la δ -Caténine/p120 Caténine (CTNND1) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Régulateur clé de l'adhésion et de la transcription médiées par les cadhérines ; idéal pour les études sur le cancer et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	δ -Caténine/p120 Caténine pAb de lapin
Remarques/Alias	CAS ; p120 ; BCDS2 ; CTNND ; P120CAS ; P120CTN ; p120(CAS) ; p120(CTN) ; δ -Caténine/p120 Caténine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1500
GeneID	1500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 573-832 de la δ -Caténine/p120 Caténine humaine (NP_001078938.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60716
Poids moléculaire protéique	108 kDa
Expédition	Sac de glace