


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti- Δ -Caténine/P120 Caténine Pour Wb Et Elisa - O60716

Numéro d'article: CM0024613



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la δ -Caténine/p120 Caténine humaine, validé pour WB et ELISA. Réactif avec l'humain, la souris, le rat. Pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et le cancer. PM prédit 108 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] δ -Caténine/p120 Caténine Lapin pAb
Remarques/Alias	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); in
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1500
ID du gène	1500
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60716
Poids protéique	108kDa
Expédition	Sac de glace