

Anticorps Polyclonal Anti-D2Hgdh Pour Wb Et Elisa - Q8N465

Numéro d'article: CM0024032



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le D2HGDH humain pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le métabolisme du D-2-hydroxyglutamate, la fonction mitochondriale et les mécanismes des maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	D2HGDH Lapin pAb
Remarques/Alias	D2HGD; D2HGDH
Espèce	Humain
Identifiant du gène	728294
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 322-521 du D2HGDH humain (NP_689996.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8N465
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace