


Anticorps Polyclonal Anti-D53 Pour Wb Et Elisa - Q2Rbp2

Numéro d'article: CM0022897



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DWARF 53 (D53) d'*Oryza sativa*. Validé pour WB et ELISA. Utile pour étudier la signalisation des strigolactones et le développement des talles chez le riz. Poids moléculaire d'environ 123 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	D53 Lapin pAb
Remarques/Alias	D53 ; DWARF53 ; OsJ_32651
Espèce	Oryza sativa
GeneID	4349543
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1000-1100 de D53 d' <i>Oryza sativa</i> (Q2RBP2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Oryza sativa
SWISS	Q2RBP2
Poids protéique	123kDa
Expédition	Sac de glace