

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Daam2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q86T65

Numéro d'article: CM0025387

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DAAM2, adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Outil essentiel pour la recherche sur la signalisation Wnt et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-DAAM2
Remarques/Alias	NPHS24 ; dj90A20A.1 ; DAAM2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23500
GeneID	23500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-86 de la DAAM2 humaine (NP_056160.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86T65
Poids de la protéine	123 kDa
Expédition	Sac de glace