


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dab2 Pour Wb, Fc, Elisa - P98082

Numéro d'article: CM0028682



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le homologue désactivé 2 humain (DAB2/DOC2), validé pour WB, FC, ELISA. Réactif clé pour la recherche sur l'endocytose, la signalisation et le cancer. Spécifique au DAB2 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-DAB2
Remarques/Alias	DOC2 ; DOC-2 ; DAB2
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	1601
Identifiant du Gène	1601
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 340 et 580 du DAB2 humain (NP_001334.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P98082
Poids Moléculaire de la Protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace