

Anticorps Polyclonal Anti-Dach1 Pour Wb, Elisa - Q9Ui36

Numéro d'article: CM0024781



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre DACH1 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Détecte une protéine de 79 kDa, un facteur de transcription impliqué dans l'organogenèse et la signalisation du TGF-beta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DACH1 pAb de lapin
Remarques / Alias	DACH; DACH1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1602
ID du gène	1602
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Ui36
Poids de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace