

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dact3 Pour Wb Et Elisa - Q96B18

Numéro d'article: CM0030035

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-DACT3 de CamelBio cible l'extrémité N-terminale (aa1-160) de la DACT3 humaine, reconnaissant la DACT3 de souris et de rat. Validé pour WB et ELISA, il est idéal pour la recherche sur la voie de signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DACT3 Lapin pAb
Remarques/Alias	RRR1; DAPPER3; DACT3
Espèce	Humain
GenelD (humain)	147906
GeneID	147906
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96B18
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace