

Anticorps Polyclonal Anti-Dag1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14118

Numéro d'article: CM0024029



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DAG1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la dystroglycane chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la dystrophie musculaire et de l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DAG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	A3a; DAG; AGRNR; 156DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1605
GeneID	1605
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 654-749 du DAG1 humain (NP_004384.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14118
Poids moléculaire	97kDa
Expédition	Sac de glace