

Anticorps Polyclonal Anti-Dag1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14118

Numéro d'article: CM0016072



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la DAG1 (Dystroglycane 1) humaine, validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Adapté aux études sur la signalisation du complexe dystroglycane, la matrice extracellulaire et les récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DAG1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	A3a; DAG; AGRNR; 156DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	1605
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 776-895 de la DAG1 humaine (NP_001171108.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14118
Poids de la protéine	97 kDa
Expédition	Sachet de glace