

Anticorps Monoclonaux Anti-Dao Pour Wb, Elisa - P14920

Numéro d'article: CM0005933



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la D-amino-acide oxydase (DAO) humaine, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme des D-acides aminés et des voies neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DAO Lapin mAb
Remarques/Alias	DAAO; OXDA; DAMOX; DAO
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1610
GeneID	1610
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la DAO humaine (NP_001908.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14920
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace