

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dao Pour Wb, If, Elisa - P14920

Numéro d'article: CM0025822



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la D-amino-acide oxydase humaine (DAO). Validé pour les applications WB, IF et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme, les neurosciences et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DAO Lapin pAb
Remarques/Alias	DAAO; OXDA; DAMOX; DAO
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1610
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-347 du DAO humain (NP_001908.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14920
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace