

Anticorps Monoclonal Anti-Dap Kinase 1 (Dapk1) Pour Wb Et Elisa - P53355

Numéro d'article: CM0002464



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant les résidus 250-350 de la DAP Kinase 1 (DAPK1). Adapté pour le WB et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Pour la recherche sur l'apoptose, l'autophagie et la signalisation de la survie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DAP Kinase 1 (DAPK1) Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	DAPK, ROCO3, DAP Kinase 1 (DAPK1)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Gene ID)	1612
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P53355
Poids moléculaire protéique	160 kDa
Expédition	Sac de glace