

Anticorps Polyclonal Anti-Dap Kinase 1 (Dapk1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P53355

Numéro d'article: CM0027435



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la DAP Kinase 1 (DAPK1) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DAP Kinase 1 (DAPK1) pAb de lapin
Remarques / Alias	DAPK; ROCO3; DAP Kinase 1 (DAPK1)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1612
Identifiant du gène	1612
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1141-1430 de la DAP Kinase 1 (DAPK1) humaine (NP_004929.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P53355
Poids de la protéine	160 kDa
Expédition	Sac de glace