

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dap3 Pour Wb, Elisa - P51398

Numéro d'article: CM0025719



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine DAP3 (MRPS29) humaine, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la biologie mitochondriale et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DAP3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DAP-3; S29mt; MRPS29; MRP-S29; bMRP-10; DAP3
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (humain)	7818
Identifiant de gène	7818
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 159-398 de la protéine DAP3 humaine (NP_387506.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51398
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac isotherme