


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dapk3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43293

Numéro d'article: CM0013285



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DAPK3 (ZIPK/DLK). Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Soutient la recherche sur l'apoptose, l'autophagie et la dynamique de l'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DAPK3 Lapin pAb
Remarques/Alias	DLK; ZIP; ZIPK; DAPK3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1613
GeneID	1613
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de DAPK3 humain (NP_001339.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43293
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace