

Anticorps Polyclonal Anti-Dapp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Un19

Numéro d'article: CM0013035



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre DAPP1 humain (BAM32), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation du récepteur des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DAPP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BAM32; DAPP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27071
GeneID	27071
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-273 de DAPP1 humain (NP_055210.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UN19
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace