

Anticorps Monoclonal Anti-Darpparpp32 Pour Wb, If/Icc, If-F, Elisa - Q9Ud71

Numéro d'article: CM0007325

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DARPP32 validé pour WB, IF/ICC, IF-F et ELISA. Détecte DARPP32 chez l'humain, la souris et le rat, idéal pour les études sur la signalisation de la dopamine et l'inhibition de la PP1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DARPP32 Lapin mAb
Remarques/Alias	DARPP32; DARPP-32
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	84152
ID de Gène	84152
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-F, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UD71
Poids Protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace