

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Darpp32 Pour Wb, Elisa - Q9Ud71

Numéro d'article: CM0008237

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la DARPP32 humaine (PPP1R1B, DARPP-32). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Un outil clé pour étudier l'inhibition de la protéine phosphatase 1 régulée par la dopamine/AMPC et les voies de signalisation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-DARPP32
Remarques/Alias	DARPP32 ; DARPP-32
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84152
GeneID	84152
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UD71
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace