

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Darpp32 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ud71

Numéro d'article: CM0024652

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DARPP32 humain (PPP1R1B), une phosphoprotéine neuronale régulée par la dopamine et l'AMPC, inhibiteur de PP1. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Bande prédite ~23 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | DARPP32 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Remarques/Alias                  | DARPP32; DARPP-32                                                                                                            |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                       |
| Identifiant du gène (Humain)     | 84152                                                                                                                        |
| Identifiant du gène              | 84152                                                                                                                        |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-116 du DARPP32 humain (NP_115568.2) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application                      | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS                            | Q9UD71                                                                                                                       |
| Poids moléculaire de la protéine | 23kDa                                                                                                                        |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                 |