

Anticorps Polyclonal Anti-Dars2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Pi48

Numéro d'article: CM0030223



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin DARS2 ciblant l'aspartyl-tRNA synthétase mitochondriale. Convient pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA sur des échantillons humains et de souris. Utile pour la recherche sur la traduction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DARS2 Lapin pAb
Remarques/Alias	LBSL; ASPRS; mtAspRS; MT-ASPRS; DARS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55157
GeneID	55157
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6PI48
Poids Protéique	74kDa
Expédition	Sac de glace