

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Daxx Pour Wb, Elisa - Q9Uer7

Numéro d'article: CM0003119



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Daxx validé pour les échantillons humains en WB et ELISA. Cible la protéine 6 associée au domaine de mort, un corépresseur transcriptionnel et chaperon d'histone impliqué dans l'apoptose et le remodelage de la chromatine. SWISS : Q9UER7.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Daxx Rabbit mAb
Remarques/Alias	DAP6 ; EAP1 ; BING2 ; SMIM40 ; Daxx
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1616
GeneID	1616
Immunogène	Peptide Synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 200-300 du Daxx humain (Q9UER7))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UER7
Poids protéique	81 kDa
Expédition	Sac de glace