

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Daxx Pour Wb Et Elisa - Q9Uer7

Numéro d'article: CM0023141



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-Daxx détecte le Daxx humain et murin, une protéine 6 associée au domaine de mort. Validé pour WB et ELISA, il convient à la recherche sur la régulation transcriptionnelle, l'apoptose, le remodelage de la chromatine et l'infection virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Daxx Lapin pAb
Remarques/Alias	DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daxx
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1616
GeneID	1616
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 175-400 du Daxx humain (NP_001135441.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UER7
Poids de la protéine	81kDa
Expédition	Sac de glace