

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dazap2 Pour Wb Et Elisa - Q15038

Numéro d'article: CM0017925

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DAZAP2 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour étudier la dégradation de HIPK2, la réponse aux dommages à l'ADN et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DAZAP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PRTB ; DAZAP2
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	9802
Identifiant du Gène	9802
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-168 du DAZAP2 humain (NP_055579.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
Numéro d'Accès UniProt	Q15038
Poids Moléculaire Prédit	17 kDa
Condition d'Expédition	Sac de glace