

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dazl Pour Wb, Elisa - Q92904

Numéro d'article: CM0012982

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DAZL humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. DAZL est une protéine de liaison à l'ARN essentielle à la gamétogenèse, ce qui rend cet anticorps idéal pour la recherche en biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DAZL pAb de lapin
Remarques/Alias	DAZH ; DAZL1 ; DAZLA ; SPGYLA ; DAZL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1618
GeneID	1618
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 186-295 du DAZL humain (NP_001342.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92904
Poids moléculaire protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace