

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dbf4 Pour Wb, Elisa - Q9Ubu7

Numéro d'article: CM0002257



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DBF4 de haute qualité pour Western blot et ELISA. Cible la protéine humaine DBF4 (Q9UBU7), une sous-unité régulatrice clé de la kinase CDC7 impliquée dans la réplication de l'ADN et la progression de la phase S. Convient pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DBF4 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ASK ; CHIF ; DBF4A ; ZDBF1 ; DBF4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10926
Identifiant du gène	10926
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la DBF4 humaine (Q9UBU7).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UBU7
Poids moléculaire de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace