


Anticorps Polyclonal Anti-Dbh Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09172

Numéro d'article: CM0018626



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DBH validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec la dopamine bêta-hydroxylase humaine, murine et de rat. Idéal pour les études sur la biosynthèse des neurotransmetteurs. Expédié sur sac de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DBH Lapin pAb
Remarques/Alias	DBM, ORTHYP1, DBH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1621
GeneID	1621
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 388-617 de la DBH humaine (NP_000778.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09172
Poids protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace