


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dbh Pour Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P09172

Numéro d'article: CM0010758



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la DBH humaine, validé pour WB, IP, IF, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Pour la recherche sur la biosynthèse des neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DBH Rabbit mAb
Remarques/Alias	DBM ; ORTHYP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1621
Identifiant du gène	1621
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 388-617 de la DBH humaine (NP_000778.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09172
Poids moléculaire de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace