


Anticorps Polyclonal Anti-Dbi Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P07108

Numéro d'article: CM0016664



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la DBI humaine (ACBD1, EP), validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche en métabolisme et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DBI Rabbit pAb
Remarques/Alias	EP ; ACBP ; ACBD1 ; CCK-RP ; DBI
Espèce	Homme
GeneID (humain)	1622
GeneID	1622
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 104 de la DBI humaine (NP_001171513.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P07108
Poids moléculaire	10-12 kDa
Expédition	Poche de glace