


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dbi Pour Wb Et Elisa - P07108

Numéro d'article: CM0005272



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre le DBI (ACBP) humain, validé pour Western blot et ELISA. Détecte une bande de 10 à 12 kDa, adapté à l'étude du métabolisme des acyl-CoA et de la modulation des récepteurs GABAA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-DBI
Remarques / Alias	EP ; ACBP ; ACBD1 ; CCK-RP ; DBI
Espèce cible	Humain
GeneID	1622
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-104 du DBI humain. (NP_001171513.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07108
Poids de la protéine	10-12 kDa
Expédition	Sac de glace