


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dbi Pour Wb, Ip, Elisa - P07108

Numéro d'article: CM0026543



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute affinité dirigé contre l'inhibiteur de la liaison au diazépam humain (DBI/ACBP), validé pour WB, IP et ELISA ; détecte une bande de 10-12 kDa ; réagit de manière croisée avec le DBI humain ; adapté pour la recherche sur le métabolisme des lipides, la signalisation des neuropeptides et le transport intracellulaire d'acyl-CoA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DBI Lapin pAb
Remarques/Alias	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1622
GenelD	1622
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-104 du DBI humain (NP_001171513.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07108
Poids moléculaire	10-12 kDa
Expédition	Sac de glace