


Anti-Dbi Lapin Polymab® Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07108 / P31786

Numéro d'article: CM0012619



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin Anti-DBI (PolymAb®) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la protéine de liaison à l'acyl-CoA/inhibiteur de liaison au diazépam dans le métabolisme et la neurologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] DBI Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	EP ; ACBP ; ACBD1 ; CCK-RP ; endozépine
Espèce	Humain/Souris
GeneID (Humain)	1622
GeneID	1622/13167
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07108/P31786
Poids protéique	10-12 kDa
Expédition	Sac de glace