


Anticorps Polyclonal Anti-Dbnl Pour Wb, Elisa - Q9Uju6

Numéro d'article: CM0016138



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la DBNL humaine (HIP-55, SH3P7), validé pour WB et ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. La DBNL joue un rôle dans la réorganisation du cytosquelette d'actine, l'endocytose et l'activation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DBNL Rabbit pAb
Remarques/Alias	ABP1 ; HIP55 ; SH3P7 ; HIP-55 ; DBNL
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	28988
GeneID	28988
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 131-430 de la DBNL humaine (NP_001014436.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9UJU6
Poids moléculaire	48 kDa
Expédition	Poche de glace