

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dbp Pour Wb Et Elisa - Q10586

Numéro d'article: CM0017264

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le DBP humain (protéine de liaison au site D) pour les applications de Western blot et d'ELISA. Détecte un facteur de transcription nucléaire de 34 kDa impliqué dans la régulation du rythme circadien. Convient à un usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DBP pAb de lapin
Remarques/Alias	DABP; taxREB302; DBP
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	1628
ID du gène	1628
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-325 du DBP humain (NP_001343.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme
SWISS	Q10586
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace