


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dbt Pour Wb, Ihc-P, Ip - P11182

Numéro d'article: CM0007620



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant DBT (complexe déshydrogénase des acides α -céto branchés E2). Validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA avec réactivité croisée humaine, souris et rat. Convient pour la recherche mitochondriale et les études sur la MSUD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	[KD Validated] DBT Rabbit mAb
Remarques/Alias	E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; [KD Validated] DBT
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1629
ID de gène	1629
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 62-247 de DBT (NP_001909.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11182
Poids moléculaire	53 kDa
Expédition	Sac de glace