


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dbt Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11182

Numéro d'article: CM0022384



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DBT pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisée avec l'humain, la souris, le rat. Cible le composant E2 de la BCKDH ; utile pour la recherche sur le catabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et la maladie du sirop d'érable (MSUD). P11182.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-DBT
Remarques/Alias	E2 ; E2B ; BCATE2 ; BCKADE2 ; BCKAD-E2 ; BCKDH-E2 ; BCOADC-E2 ; DBT
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	1629
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 11-247 du DBT humain (NP_001909.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11182
Poids Moléculaire de la Protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace