


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dc-Signr/Cd299 Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9H2X3

Numéro d'article: CM0006285



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le DC-SIGNR/CD299 humain (CLEC4M, L-SIGN). Validé pour WB, IF/ICC, FC, ELISA. Détecte une bande d'environ 24-45 kDa. Récepteur de reconnaissance des pathogènes impliqué dans l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DC-SIGNR/CD299 AcM de lapin
Remarques/Alias	CD299 ; LSIGN ; CD209L ; L-SIGN ; DCSIGNR ; HP10347 ; DC-SIGN2 ; DC-SIGNR ; CD299/DC-SIGNR
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10332
Identifiant du gène	10332
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 71-399 du DC-SIGNR/CD299 humain (NP_055072.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H2X3
Poids moléculaire de la protéine	24-45 kDa
Expédition	Sac de glace