

Anticorps Polyclonal Anti-Dcaf12 Pour Wb Et Elisa - Q5T6F0

Numéro d'article: CM0019974



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la protéine humaine DCAF12 (facteur 12 associé à DDB1 et CUL4), validé pour Western blot et ELISA. Reconnaît la DCAF12 humaine et de rat, adapté à la recherche sur l'ubiquitination et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCAF12 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CT102; TCC52; WDR40A; KIAA1892; DCAF12
Espèce	Humain
GeneID (humain)	25853
GeneID	25853
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-85 de la DCAF12 humaine (NP_056212.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q5T6F0
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace