


Anticorps Polyclonal Anti-Dcaf13 Pour Wb, Elisa - Q9Nv06

Numéro d'article: CM0013503



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain DCAF13, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Immunogène recombinant (aa 298-597). Convient pour la recherche en biogenèse des ribosomes, ubiquitination et biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCAF13 Lapin pAb
Remarques/Alias	GM83 ; Sof1 ; WDSOF1 ; HSPC064 ; DCAF13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25879
GeneID	25879
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 298-597 du DCAF13 humain (NP_056235.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NV06
Poids moléculaire protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace