

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dcaf17 Pour Wb, Elisa - Q5H9S7

Numéro d'article: CM0022974

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DCAF17 (C2orf37, C20orf37), un récepteur de substrat pour l'E3 ubiquitine ligase CUL4-DDB1. Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'homme et le rat. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitination et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCAF17 pAb de lapin
Remarques / Alias	C2orf37 ; C20orf37 ; DCAF17
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	80067
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 235-335 de la protéine DCAF17 humaine (NP_079276.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q5H9S7
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace