

Anticorps Polyclonal Anti-Dcaf7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61962

Numéro d'article: CM0028889

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DCAF7 humain (facteur 7 associé à DDB1 et CUL4). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie du développement et sur les ligases d'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DCAF7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AN11, HAN11, WDR68, SWAN-1, DCAF7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10238
GeneID	10238
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1-342 du DCAF7 humain (NP_005819.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61962
Poids protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace