

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dcaf7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P61962

Numéro d'article: CM0011292

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DCAF7 de haute spécificité validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec la DCAF7 humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur le développement cranio-facial et la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-DCAF7
Remarques/Alias	AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10238
GeneID	10238
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de la DCAF7 humaine (P61962).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61962
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace